

# MyflonClean™ Tek Kullanımlık Örtüler



- ▲ ODA DEVİR HIZINI DÜŞÜRÜR
- ▲ ENFEKSİYON KONTROLÜNÜ GELİŞTİRİR
- ▲ AMELİYAT MASASINI KORUR

## Kanıtlanmış ve Onaylanmıştır

Enfeksiyon kontrolünde çözüm sunan benzersiz Clean Myflon ürünü felix tarafından 10 yıl önce kullanıma sunulmuştur. Kanıtlanmış ve her gün binlerce kullanıcı tarafından onaylanmış olan Clean Myflon, hastanenin süreçlerini şu şekilde geliştirir:

- ▲ Sıvı kontrolünü optimize ederek geliştirilmiş enfeksiyon kontrolü ve ameliyat masasının korunması
- ▲ İstikrarlı yüksek kalite çözüm ile her hasta için gelişmiş bakım standardı
- ▲ Daha hızlı, daha kolay ve modern ameliyathane temizleme prosedürleri
- ▲ Hasta bakımı ve işletme verimliliği ile ameliyathane devir süresinde artış

## Özgün Hidroknit Super Absorb Teknolojisi

Clean Myflon, Hidroknit Süper Emici Örtü ile birlikte size ihtiyacınız olan şu sonuçları veren tek enfeksiyon kontrol sistemidir:

- ▲ Hidroknit Super Absorb marka Emici Ameliyat Masası Örtüsü 2.4L kapasiteye kadar sıvı emebilir.
- ▲ Emici özelliği, vakalar arasındaki temizlik işleminin daha kolay olmasına yardımcı olur
- ▲ Ameliyat masasını korur

## Sunduklarımız ve Avantajlarınız

Bizim sunduklarımız	Sizin avantajınız
Tek kullanımlık	Çapraz kontaminasyonu önlemek için ek koruma
Myflon Örtü Sistemi	Vakalar arasındaki temizlik ve dezenfeksiyon süresini azaltır
Ameliyat masası ve sedyenin tamamını kaplar	Ameliyat masasını/sedyeyi temiz tutar, yatak değiştirme maliyetlerini düşürür
Hasta transfer örtüsü	Basit ve güvenli hasta transferi
Patentli Hidroknit Absorpsiyonu Yüzey yumuşak kalır ve hasta konforunu artırır.	



## Clean Myflon - Parçalara Genelbakış

Part no.	Tanım	Miktar/paket
Myflon001	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı 101 x 229 cm	50
Myflon002	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı 101 x 152 cm	50
Myflon003	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı 76 x 101 cm	50
Myflon 004	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı 101 x 305 cm	25
Transfer001	Myflon Transfer örtüsü 101 x 203 cm	50
Transfer002	Myflon Transfer örtüsü 86 x 168 cm	50
ABTSLSCN-EU	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı, transfer örtüsü, kol tablası kılıfları ve kafalık kılıfları	20
ABTSLSN-EU	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı transfer örtüsü	25
ABTSLSAN-EU	Myflon teknolojisine sahip emici masa kılıfı transfer örtüsü ve kol tablası kılıfı	20
AB4060LAN	Myflon teknolojisine sahip kısa emici masa kılıfı taşıma örtüsü ve kol tablası kılıfı 101 x 152 cm	25

## Ayrıca Myflon dan



İrigasyon  
Sıvı Isıtma:  
IntraTemp



C-Arm  
Ayarlanabilir  
Klipsli örtü

 **Felix Dis Tic A.s.**  
Eosb 26 st no 9 Eskisehir  
Tel.: +90 222 236 23 63  
Fax: +90 222 236 23 53  
email:  
felix@felixplastic.com

**MYFLON**